

Zugangssiebe für die Wirbelsäulenchirurgie

Approach Sets for Spinal Surgery





GEISTER®

Zugang Wirbelsäule Basis Basic Spine Approach	BSA	1.
Zugang Wirbelsäule Basis Zusatz Basic Spine Approach Extension	BSA Extension	2.
Zugang Anterior Zervikal Anterior Cervical Approach	ACA	3.
Zugang Anterior Lumbal Anterior Lumbar Approach	ALA	4.
Zugang Posterior Lumbal Posterior Lumbar Approach	PLA	5.



1.

BSA








Basic Spine Approach

Artikelnummer Product number	Beschreibung Description	Menge Qty	
UH5912-21	Kugelelektrode Ø 2 mm, VE = 5 St. Ball electrode Ø 2 mm, unit = 5 pcs.	1	
UH5912-08	Messerelektrode, 3,3 x 25 mm, VE = 5 St. Knife electrode 3.3 x 25 mm, unit = 5 pcs.	1	
UH3960-53	Anschlusskabel für bipolare Pinzetten rund, international, 2 Pol, Länge 5 m Connection cable for bipolar forceps round, international, 2 Pol, length 5 m	1	
UL8830-25	Nierenschale Länge 250 mm Kidney tray length 250 mm	1	
UH3904-22C	Bipolare Pinzette gerade, Länge 220 mm, 1,0 mm, mit Stopp-Führungsstift straight, length 220 mm, 1.0 mm, with guide and stop pin	1	
UH3906-24C	gerade, Länge 240 mm, 2,0 mm, mit Stopp-Führungsstift straight, length 240 mm, 2.0 mm, with guide and stop pin	1	
UL3022-15	Anatomische Pinzette nach Streli Länge 150 mm Dissecting forceps acc. to Streli length 150 mm	2	
UL3270-18	Chirurgische Pinzette Standard, 1 x 2 Zähne, Länge 180 mm Tissue forceps standard, 1 x 2 teeth, length 180 mm	2	
UL3450-20	Atraumatische Pinzette nach De Bakey Maulbreite 2,7 mm, Länge 200 mm Atraumatic dissecting forceps acc. to De Bakey jaw width 2.7 mm, length 200 mm	2	

BSA

1.

Basic Spine Approach









Artikelnummer Product number	Beschreibung Description	Menge Qty	
UL8165-03	Saugkanüle Suction cannula Ø 3,0 x 110 mm Ø 3.0 x 110 mm	1	
UL8165-04	Ø 4,0 x 110 mm Ø 4.0 x 110 mm	1	
UL8165-05	Ø 5,0 x 110 mm Ø 5.0 x 110 mm	1	
UL8520-20	Doppelknopfsonde Ø 2,0 mm, Länge 200 mm Ball probe double ended Ø 2.0 mm, length 200 mm	1	
UT2035-25	Dissektor nach Davis doppelendig, Länge 245 mm Dissector acc. to Davis two working tips, length 245 mm	1	
UL6250	Explorationshäkchen nach Caspar geknöpft, isoliert, 5 mm, Länge 245 mm Koagulation and exploration hook acc. to Caspar probe-ended, insulated, 5 mm, length 245 mm	1	
UL1010-13	Skalpellgriff Scalpel handle Nr. 3, Länge 125 mm No. 3, length 125 mm	1	
UL1010-21	Nr. 3L, Länge 210 mm No. 3L, length 210 mm	1	
UL6497-55-12	Weichteilhaken nach unten gebogen, leichtes Modell, 55 x 12 mm Soft tissue retractor curved downwards, easy model, 55 x 12 mm	2	
UL6495-80-16	Weichteilhaken nach Obwegeser 80 x 16 mm Soft tissue retractor acc. to Obwegeser 80 x 16 mm	2	













1.

BSA

Basic Spine Approach

Artikelnummer Product number	Beschreibung Description	Menge Qty	
UL6525-16-20	Wundhaken nach Kocher 20 x 60 mm, Länge 230 mm Wound retractor acc. to Kocher 20 x 60 mm, length 230 mm	1	
UL6413-22	Wundhaken nach Volkmann halbscharf, 3 Zinken, 9 x 13 mm, Länge 220 mm Wound retractor acc. to Volkmann semi-sharp, 3 prongs, 9 x 13 mm, length 220 mm	2	
UL6416-22	Wundhaken nach Volkmann halbscharf, 6 Zinken, 9 x 29 mm, Länge 220 mm Wound retractor acc. to Volkmann semi-sharp, 6 prongs, 9 x 29 mm, length 220 mm	2	
UL6320-14	Doppelendiger Wundhaken nach Roux Double end retractor acc. to Roux Länge 140 mm length 140 mm	1	
UL6320-15	Länge 150 mm length 150 mm	1	
UL6320-17	Länge 170 mm length 170 mm	1	
UT2612-02-24	Knochenhebel nach Hohmann Breite 18 mm, Länge 240 mm Bone lever acc. to Hohmann width 18 mm, length 240 mm	3	
UT2462-30	Raspatorium nach Cobb Breite 20 mm, Länge 300 mm Raspatory acc. to Cobb width 20 mm, length 300 mm	1	
UT2461-30	Rippenraspatorium nach Cobb halbrund, Länge 300 mm Rib raspatory acc. to Cobb concave, length 300 mm	1	
UT5555-25	Scharfer Löffel Spoon curette gerade, Fig. 0, Länge 250 mm straight, fig. 0, length 250 mm	1	
UT5563-25	gebogen, Fig. 000, Länge 250 mm curved, fig. 000, length 250 mm	1	










Artikelnummer Product number	Beschreibung Description	Menge Qty	
UL4907-26	Kornzange nach Gross-Maier mit Sperre, gebogen, Länge 260 mm Sponge forceps acc. to Gross-Maier with ratchet, curved, length 260 mm	2	
UL4110-26	Arterienklemme nach Pean-Rochester gerade, Länge 260 mm Haemostatic forceps acc. to Pean-Rochester straight, length 260 mm	2	
UL4120-20	Arterienklemme nach Kocher 1 x 2 Zähne, gerade, Länge 200 mm Haemostatic forceps acc. to Kocher 1 x 2 teeth, straight, length 200 mm	2	
UL4016-12	Mikro-Mosquito Arterienklemme gebogen, Länge 120 mm Haemostatic forceps acc. to Micro-Mosquito curved, length 120 mm	4	
UL5210-16	Nadelhalter nach Mayo-Hegar HM, Teilung 0,5 mm, Länge 160 mm Needle holder acc. to Mayo-Hegar T.C., pitch of serration 0.5 mm, length 160 mm	2	
UL5215-21	Nadelhalter nach Hegar kräftiges Modell, Länge 205 mm Needle holder acc. to Hegar strong model, length 205 mm	2	
UL2506-18	Präparierschere nach Toennis-Adson fein, gebogen, HM, Länge 175 mm Dissecting scissors acc. to Toennis-Adson fine, curved, T.C., length 175 mm	1	
UL2556-16	Präparierschere nach Lexer gebogen, stumpf-stumpf, HM, Länge 160 mm Dissecting scissors acc. to Lexer curved, blunt-blunt, T.C., length 160 mm	1	
UL2875-17	Ligaturschere eine Schneide gezahnt, Länge 170 mm Ligature scissors one blade serrated, length 170 mm	1	
UL2150-14	Chirurgische Schere Standard, gerade, spitz-stumpf, Länge 145 mm Surgical scissors standard, straight, sharp-blunt, length 145 mm	1	



1.

BSA






Basic Spine Approach

Artikelnummer Product number	Beschreibung Description	Menge Qty	
UT3640-24	Hammer nach Wagner Länge 235 mm Mallet acc. to Wagner length 235 mm	1	
UT2870-20	Knochenhaltezange 2 x 2 Zähne, Länge 200 mm Bone grasping forceps 2 x 2 prongs, length 200 mm	1	
UT1946-18	Drahtextraktionszange doppelt übersetzt, Maulbreite 3,0 mm, Länge 180 mm Wire extraction pliers double action, jaw width 3.0 mm, length 180 mm	1	
UT4424-20	Hohlmeißelzange nach Marquardt Länge 200 mm Bone rongeur acc. to Marquardt length 200 mm	1	
UT4431-24	Hohlmeißelzange nach Roettgen-Ruskin Maulbreite 6 mm, Länge 240 mm Bone rongeur acc. to Roettgen-Ruskin jaw width 6 mm, length 240 mm	1	
UT4111-19	Knochensplitterzange nach Ruskin-Liston gebogen, Länge 190 mm Bone cutting forceps acc. to Ruskin-Liston curved, length 190 mm	1	
UT3155-10-220	Osteotom nach Lexer Breite 10 mm, Länge 220 mm Osteotome acc. to Lexer width 10 mm, length 220 mm	1	
UT3155-15-220	Breite 15 mm, Länge 220 mm width 15 mm, length 220 mm	1	
UT1850-23	Reibahle nach Perthes T-Griff, Länge 220 mm Awl acc. to Perthes T-handle, length 220 mm	1	
UT1855-21	Reibahle nach Perthes Länge 205 mm Awl acc. to Perthes, length 205 mm	1	

BSA

1.

Basic Spine Approach

Artikelnummer Product number	Beschreibung Description	Menge Qty	
UT3450-06-250	Stößel nach Zielke Tamper acc. to Zielke 250 x 10 x 6 mm	1	
UT3460-10-250	250 x 10 x 6 mm 250 x 20 x 10 mm 250 x 20 x 10 mm	1	
UT2461-30	Raspatorium nach Cobb Raspatory acc. to Cobb Breite 12 mm, Länge 300 mm width 12 mm, length 300 mm	1	
UT2462-30	Breite 20 mm, Länge 300 mm width 20 mm, length 300 mm	1	
UL8820-09	Laborschale Volumen 0,16 l Lab tray volume 0.16 l	1	
UA4102-04	1/1 Standard Container silber Deckel blau, 580 x 280 x 160 mm 1/1 Standard Container silver Blue lid, 580 x 280 x 160 mm	2	
UA1000-74	Siebschale mit Klappgriffen 510 x 240 x 50 mm Basket tray with handles 510 x 240 x 50 mm	2	










GEISTER®



BSA Extension

Basic Spine Approach Extension





2.

Artikelnummer Product number	Beschreibung Description	Menge Qty	
UL4130-14	Arterienklemme nach Dandy seitwärts gebogen, 1 x 2 Zähne Haemostatic forceps acc. to Dandy curved sideways, 1 x 2 teeth	10	
UT3560-22	Hammer nach Hajek Länge 215 mm Mallet acc. to Hajek length 215 mm	1	
UT3640-24	Hammer nach Wagner Länge 235 mm Mallet acc. to Wagner length 235 mm	1	
UL7070-21	Hernienspreizer nach Voss halbscharf, 4 x 4 Zinken, Länge 210 mm Hernia retractor acc. to Voss semi-sharp, 4 x 4 prongs, length 210 mm	2	
UL7045-19	Wundspreizer nach Anderson-Adson scharf, Länge 190 mm Self-retaining retractor acc. to Anderson-Adson sharp, length 190 mm	2	
UT1990-24	Drahtschneidezange doppelt übersetzt, HM, Länge 235 mm Wire cutter double action, T.C., length 235 mm	1	
UT5429-17	Scharfer Löffel nach Volkmann Fig. 2, Länge 170 mm Spoon curette acc. to Volkmann fig. 2, length 170 mm	1	
UT4360-18	Hohlmeißelzange nach Luer gerade, Länge 175 mm Bone rongeur acc. to Luer straight, length 175 mm	1	
UT4418-20	Hohlmeißelzange nach Bacon gebogen, Länge 200 mm Bone rongeur acc. to Bacon curved, length 200 mm	1	

BSA Extension

Basic Spine Approach Extension






2.

Artikelnummer Product number	Beschreibung Description	Menge Qty	
UT1956-17	Flachzange kreuzgerieft mit Längs- und Querrille, Länge 170 mm Flat-nose pliers checkered jaws with longitudinal and transversal grooves, length 170 mm	1	
UT4458-24	Hohlmeißelzange nach Frykholm Maulbreite 8 mm, Länge 240 mm Bone rongeur acc. to Frykholm jaw width 8 mm, length 240 mm	1	
UT3160-08-310	Osteotom nach Lexer Osteotome acc. to Lexer gerade, Breite 8 mm, Länge 310 mm straight, width 8 mm, length 310 mm	1	
UT3160-05-310	gerade, Breite 5 mm, Länge 310 mm straight, width 5 mm, length 310 mm	1	
UT3155-12-220	Osteotom nach Lexer Osteotome acc. to Lexer Breite 12 mm, Länge 220 mm width 12 mm, length 220 mm	1	
UT3155-15-220	Breite 15 mm, Länge 220 mm width 15 mm, length 220 mm	1	
UT3155-25-220	Breite 25 mm, Länge 220 mm width 25 mm, length 220 mm	1	
UL7121-33	Wundspreizer nach Zielke stumpf, 4 x 5 Zinken, Länge 330 mm Self-retaining retractor acc. to Zielke blunt, 4 x 5 prongs, length 330 mm	1	
UH5900-45	HF-Handgriff 4 mm, Erbe ICC/ACC/MIO HF-pencil 4 mm, Erbe ICC/ACC/MIO	1	
UH5921-27	Monopolar Handgriff Kabel Erbe ICC/ACC/MIO, Länge 4 m HF-pencil cable Erbe ICC/ACC/MIO, length 4 m	1	
UL8035-02	Punktionskanüle nach Frazier 2 mm x 100 mm Puncture cannula acc. to Frazier length 100 mm, tip 2 mm	2	

BSA Extension

Basic Spine Approach Extension

2.

Artikelnummer Product number	Beschreibung Description	Menge Qty	
UH5912-37	Elektrodenverlängerung Ø 4 mm, Länge 100 mm Extension for electrodes Ø 4 mm, length 100 mm	1	
UH5912-08	Messerelektrode 3,3 x 25 mm, VE = 5 St. Knife electrode 3.3 x 25 mm, unit = 5 pcs.	1	
UT3643-13	Schlüssel für Hammer UT 3640-24 Wrench for mallet UT 3640-24	1	
UA4102-04	1/1 Standard Container silber Deckel blau, 580 x 280 x 160 mm 1/1 Standard Container silver Blue lid, 580 x 280 x 160 mm	2	
UA1000-74	Siebschale mit Klappgriffen 510 x 240 x 50 mm Basket tray with handles 510 x 240 x 50 mm	2	

2.















ACA

Anterior Cervical Approach


3.

Artikelnummer Product number	Beschreibung Description	Menge Qty	
UL6510-55-11	Wundhaken nach Kocher-Langenbeck Wound retractor acc. to Kocher-Langenbeck 11 x 55 mm, Länge 215 mm 11 x 55 mm, length 215 mm	2	
UL6510-35-11	11 x 35 mm, Länge 215 mm 11 x 35 mm, length 215 mm	2	
UL6418-17	Wundhäkchen 4 Zinken, stumpf, Länge 165 mm Wound retractor 4 prongs, blunt, length 165 mm	2	
UT3486-200	Wirbelkörperdissektor nach Caspar abgewinkelt, Länge 200 mm Vertebral body dissector acc. to Caspar angled, length 200 mm	1	
UT2366-17	Raspatorium Breite 6 mm, Länge 165 mm Raspatory width 6 mm, length 165 mm	1	
UL3260-20	Chirurgische Pinzette nach Waugh 1 x 2 Zähne, gerieft, Länge 200 mm Tissue forceps acc. to Waugh 1 x 2 teeth, serrated, length 200 mm	1	
UL3430-20	Atraumatische Pinzette nach De Bakey Maulbreite 2,0 mm, Länge 200 mm Atraumatic dissecting forceps acc. to De Bakey jaw width 2.0 mm, length 200 mm	1	
UL3090-20	Pinzette nach Grünwald bajonettförmig, Länge 200 mm Dissecting forceps acc. to Grünwald bayonet, length 200 mm	1	
UL2521-14	Präparierschere nach Metzenbaum gebogen, stumpf-stumpf, HM, fein, Länge 145 mm Dissecting scissors acc. to Metzenbaum curved, blunt-blunt, T.C., delicate, length 145 mm	1	
UL5160-20	Nadelhalter nach De Bakey HM, Teilung 0,4 mm, Länge 200 mm Needle holder acc. to De Bakey T.C., pitch of serration 0.4 mm, length 200 mm	1	
UL1200-45-230	Tumormesser nach Samii Ø 4,5 mm, Länge 230 mm Tumor knife acc. to Samii Ø 4.5 mm, length 230 mm	1	

ACA

Anterior Cervical Approach

3.










Artikelnummer Product number	Beschreibung Description	Menge Qty	
UL6527-18	Wundhaken Wound retractor Breite 18 mm, Länge 200 mm width 18 mm, length 200 mm	1	
UL6527-20	Breite 20 mm, Länge 200 mm width 20 mm, length 200 mm	1	
UL6527-23	Breite 23 mm, Länge 200 mm width 23 mm, length 200 mm	1	
UL7158-250	Wirbelkörperspreizer nach Cloward Länge 155 mm Vertebral body spreader acc. to Cloward length 155 mm	1	
UT5504-21	Scharfer Löffel nach Lempert Maulbreite 2,6 mm, Länge 205 mm Spoon curette acc. to Lempert jaw width 2.6 mm, length 205 mm	1	
UT4844-01-200CC	Knochenstanze nach Kerrison Punch acc. to Kerrison aufklappbar, Dünnpfuß, 130°, 1 mm, ohne Auswerfer, Schneide oben, CC-beschichtet, 200 mm semi-detachable, thin footplate, 130°, 1 mm, without ejector pin, upwards, CC-coated, length 200 mm	1	
UT4844-02-200CC	aufklappbar, Dünnpfuß, 130°, 2 mm, ohne Auswerfer, Schneide oben, CC-beschichtet, 200 mm semi-detachable, thin footplate, 130°, 2 mm, without ejector pin, upwards, CC-coated, length 200 mm	1	
UT4844-03-200CC	aufklappbar, Dünnpfuß, 130°, 3 mm, mit Auswerfer, Schneide oben, CC-beschichtet, 200 mm semi-detachable, thin footplate, 130°, 3 mm, with ejector pin, upwards, CC-coated, length 200 mm	1	
UT4844-04-200CC	aufklappbar, Dünnpfuß, 130°, 4 mm, mit Auswerfer, Schneide oben, CC-beschichtet, 200 mm semi-detachable, thin footplate, 130°, 4 mm, with ejector pin, upwards, CC-coated, length 200 mm	1	
UT4629-02-230	Rongeur nach Cushing gerade, Maulbreite 2 x 10 mm, Länge 230 mm Rongeur acc. to Cushing straight, jaw width 2 x 10 mm, length 230 mm	1	
UT4653-03-230	Rongeur nach Love-Grünwald gerade, Maulbreite 3 x 10 mm, Länge 230 mm Rongeur acc. to Love-Grünwald straight, jaw width 3 x 10 mm, length 230 mm	1	



ACA

Anterior Cervical Approach








3.

Artikelnummer Product number	Beschreibung Description	Menge Qty	
UL4907-26	Kornzange nach Gross-Maier mit Sperre, gebogen, Länge 260 mm Sponge forceps acc. to Gross-Maier with ratchet, curved, length 260 mm	2	
UL8820-09	Laborschale Volumen 0,16 l Lab tray volume 0.16 l	1	
UL1010-21	Skalpellgriff Nr. 3L, Länge 210 mm Scalpel handle No. 3L, length 210 mm	1	
UL8165-03	Saugkanüle Ø 3,0 x 110 mm Suction cannula Ø 3.0 x 110 mm	1	
UL3245-15	Chirurgische Pinzette nach Gillies 1 x 2 Zähne, gerieft, Länge 150 mm Tissue forceps acc. to Gillies 1 x 2 teeth, serrated, length 150 mm	2	
UT4424-20	Hohlmeißelzange nach Marquardt Länge 200 mm Bone rongeur acc. to Marquardt length 200 mm	1	
UL5210-16	Nadelhalter nach Mayo-Hegar HM, Teilung 0,5 mm, Länge 160 mm Needle holder acc. to Mayo-Hegar T.C., pitch of serration 0.5 mm, length 160 mm	1	
UL2875-17	Ligaturschere eine Schneide gezahnt, Länge 170 mm Ligature scissors one blade serrated, length 170 mm	1	
UL2150-14	Chirurgische Schere Standard, gerade, spitz-stumpf, Länge 145 mm Surgical scissors standard, straight, sharp-blunt, length 145 mm	1	

ACA

Anterior Cervical Approach

3.









Artikelnummer Product number	Beschreibung Description	Menge Qty	
UL4120-20	Arterienklemme nach Kocher 1 x 2 Zähne, gerade, Länge 200 mm Haemostatic forceps acc. to Kocher 1 x 2 teeth, straight, length 200 mm	2	
UL4050-21	Arterienklemme nach Halstead gerade, Länge 210 mm Haemostatic forceps acc. to Halstead, straight, length 210 mm	2	
UL8030-12	Punktionskanüle nach Frazier 12 Charr., mit Saugunterbrecher, Mandrin, Länge 190 mm Puncture cannula acc. to Frazier 12 Charr., with finger cut-off, mandrin, length 190 mm	1	
UL6250	Explorationshäkchen nach Caspar geknöpft, isoliert, 5 mm, Länge 250 mm Exploration hook acc. to Caspar probe ended, insulated, 5 mm, length 250 mm	1	
UH3924-16C	Bipolare Pinzette bajonett, gerade, Länge 160 mm, 1,0 mm, mit Stopp-Führungsstift Bipolar forceps bayonet, straight, length 160 mm, 1.0 mm, with guide and stop pin	1	
UH3924-24C	Bipolare Pinzette bajonett, abgewinkelt, 1,0 mm, Länge 240 mm Bipolar forceps bayonet, angled, jaw 1.0 mm, length 240 mm	1	
UH3960-53	Anschlusskabel für bipolare Pinzetten rund, International, 2 Pol, Länge 5 m Connection cable for bipolar forceps round, international, 2 Pol, length 5 m	1	
UA4102-04	1/1 Standard Container silber Deckel blau, 580 x 280 x 160 mm 1/1 Standard Container silver Blue lid, 580 x 280 x 160 mm	2	
UA1000-74	Siebschale mit Klappgriffen 510 x 240 x 50 mm Basket tray with handles 510 x 240 x 50 mm	2	



ALA








Anterior Lumbar Approach

4.

Artikelnummer Product number	Beschreibung Description	Menge Qty	
UL6526-18-30	Wundhaken nach Brunner mit Gittergriff 180 x 30 mm Wound retractor acc. to Brunner 180 x 30 mm	1	
UL6702-16-50	Wundhaken nach Mikulicz 155 x 50 mm Wound retractor acc. to Mikulicz 155 x 50 mm	1	
UL6490-10-03	Wundhaken nach Hösel Wound retractor acc. to Hoesel 30 x 100 mm, Länge 250 mm 30 x 100 mm, length 250 mm	2	
UL6490-12-03	30 x 120 mm, Länge 250 mm 30 x 120 mm, length 250 mm	2	
UL6490-14-04	40 x 140 mm, Länge 250 mm 40 x 140 mm, length 250 mm	2	
UL4676-27	Präparierklemme nach Overholt-Geißendorfer Fig. 6, Länge 270 mm Dissecting forceps acc. to Overholt-Geissendoerfer fig. 6, length 270 mm	2	
UL4721-20	Peritoneumklemme nach Mikulicz 1 x 2 Zähne, gebogen, Länge 200 mm Peritoneum forceps acc. to Mikulicz 1 x 2 teeth, curved, length 200 mm	4	
UL2521-23	Präparierschere nach Metzenbaum gebogen, stumpf-stumpf, HM, fein, Länge 230 mm Dissecting scissors acc. to Metzenbaum curved, blunt-blunt, T.C., delicate, length 230 mm	1	
UL2536-28	Präparierschere nach Metzenbaum gebogen, stumpf-stumpf, HM, Länge 280 mm Dissecting scissors acc. to Metzenbaum curved, blunt-blunt, T.C., length 280 mm	1	
UL5160-23	Nadelhalter nach De Bakey Needle holder acc. to De Bakey HM, Teilung 0,4 mm, Länge 230 mm T.C., pitch of serration 0.4 mm, length 230 mm	1	
UL5160-35	HM, Teilung 0,4 mm, Länge 350 mm T.C., pitch of serration 0.4 mm, length 350 mm	1	

ALA

Anterior Lumbar Approach

Artikelnummer Product number	Beschreibung Description	Menge Qty	
UL3430-24	Atraumatische Pinzette nach De Bakey Atraumatic dissecting forceps acc. to De Bakey Maulbreite 2,0 mm, Länge 240 mm jaw width 2.0 mm, length 240 mm	2	
UL3450-30	Maulbreite 2,7 mm, Länge 300 mm jaw width 2.7 mm, length 300 mm	2	
UL3270-25	Chirurgische Pinzette Standard, 1 x 2 Zähne, Länge 250 mm Tissue forceps standard, 1 x 2 teeth, length 250 mm	1	
UH3906-24C	Bipolare Pinzette gerade, Länge 240 mm, 2,0 mm, mit Stopp-Führungsstift Bipolar forceps straight, length 240 mm, 2.0 mm, with guide and stop pin	1	
UL6053-24	Nervwurzelhaken nach Caspar Breite 8 mm, Länge 240 mm Nerve root retractor acc. to Caspar width 8 mm, length 240 mm	1	
UL8160-05	Saugkanüle nach Fergusson mit Saugunterbrecher und Mandrin, Ø 5 mm, Länge 125 mm Suction cannula acc. to Fergusson with finger cut-off and stylet, Ø 5 mm, length 125 mm	1	
UT3441-15-345	Stößel nach Harms Tamper acc. to Harms 345 x 10 x 15 mm, gewinkelt 345 x 10 x 15 mm, angled	1	
UT3440-15-350	350 x 10 x 15 mm, gerade 350 x 10 x 15 mm, straight	1	
UT5030-08-350	Zwischenwirbelkürette nach Zielke Intersomatic curette acc. to Zielke scharf, Breite 8 mm, Länge 350 mm sharp, width 8 mm, length 350 mm	1	
UT5030-11-350	scharf, Breite 11 mm, Länge 350 mm sharp, width 11 mm, length 350 mm	1	



4.



ALA





Anterior Lumbar Approach

4.

Artikelnummer Product number	Beschreibung Description	Menge Qty	
UT3160-04-370	Osteotom nach Lexer Osteotome acc. to Lexer Breite 4 mm, Länge 370 mm, gerade width 4 mm, length 370 mm, straight	1	
UT3160-06-370	Breite 6 mm, Länge 370 mm, gerade width 6 mm, length 370 mm, straight	1	
UT3160-10-370	Breite 10 mm, Länge 370 mm, gerade width 10 mm, length 370 mm, straight	1	
UT3160-15-370	Breite 15 mm, Länge 370 mm, gerade width 15 mm, length 370 mm, straight	1	
UT3160-20-370	Breite 20 mm, Länge 370 mm, gerade width 20 mm, length 370 mm, straight	1	
UT3160-25-370	Breite 25 mm, Länge 370 mm, gerade width 25 mm, length 370 mm, straight	1	
UT3160-30-370	Breite 30 mm, Länge 370 mm, gerade width 30 mm, length 370 mm, straight	1	
UT3161-10-370	Breite 10 mm, Länge 370 mm, gebogen width 10 mm, length 370 mm, curved	1	
UT3161-25-370	Breite 25 mm, Länge 370 mm, gebogen width 25 mm, length 370 mm, curved	1	
UT4844-03-280CC	Knochenstanze nach Kerrison Punch acc. to Kerrison aufklappbar, Dünnpfuß, 130°, 3 mm, mit Auswerfer, Schneide oben, CC-beschichtet, Länge 280 mm semi-detachable, thin footplate, 130°, 3 mm, with ejector pin, upwards, CC-coated, length 280 mm	1	
UT4844-04-280CC	aufklappbar, Dünnpfuß, 130°, 4 mm, mit Auswerfer, Schneide oben, CC-beschichtet, Länge 280 mm semi-detachable, thin footplate, 130°, 4 mm, with ejector pin, upwards, CC-coated, length 280 mm	1	
UT4840-04-280CC	aufklappbar, mit Auswerfer, 90°, 4 mm, Schneide oben, CC-beschichtet, Länge 280 mm semi-detachable, with ejector pin, 90°, 4 mm, upwards, CC-coated, length 280 mm	1	

ALA

Anterior Lumbar Approach

Artikelnummer Product number	Beschreibung Description	Menge Qty	
UT4676-03-300	Rongeur nach Ferris-Smith Rongeur acc. to Ferris-Smith Titan-Aluminium-Beschichtung, gerade, Maulbreite 3 mm, Länge 300 mm Titan-Alu, straight, jaw width 3 mm, length 300 mm	1	
UT4676-04-300	Titan-Aluminium-Beschichtung, gerade, Maulbreite 4 mm, Länge 300 mm Titan-Alu, straight, jaw width 4 mm, length 300 mm	1	
UT4676-05-300	Titan-Aluminium-Beschichtung, gerade, Maulbreite 5 mm, Länge 300 mm Titan-Alu, straight, jaw width 5 mm, length 300 mm	1	
UT4676-08-300	Titan-Aluminium-Beschichtung, gerade, Maulbreite 8 mm, Länge 300 mm Titan-Alu, straight, jaw width 8 mm, length 300 mm	1	
UT4450-08	Hohlmeißelzange nach Syptert Maulbreite 8 mm, Länge 370 mm Bone rongeur acc. to Syptert jaw width 8 mm, length 370 mm	1	
UA4102-04	1/1 Standard Container silber Deckel blau, 580 x 280 x 160 mm 1/1 Standard Container silver Blue lid, 580 x 280 x 160 mm	2	
UA1000-74	Siebschale mit Klappgriffen 510 x 240 x 50 mm Basket tray with handles 510 x 240 x 50 mm	2	

4.














PLA





Posterior Lumbar Approach

5.

Artikelnummer Product number	Beschreibung Description	Menge Qty	
UL4905-25	Kornzange nach Gross-Maier mit Sperre, gerade, Länge 250 mm Sponge forceps acc. to Gross-Maier with ratchet, straight, length 250 mm	2	
UL4120-18	Arterienklemme nach Kocher 1 x 2 Zähne, gerade, Länge 180 mm Haemostatic forceps acc. to Kocher 1 x 2 teeth, straight, length 180 mm	2	
UL5140-18	Nadelhalter nach Crile-Wood HM, Teilung 0,4 mm, Länge 180 mm Needle holder acc. to Crile-Wood T.C., pitch of serration 0.4 mm, length 180 mm	1	
UL5080-14	Nadelhalter nach Hegar-Baumgartner HM, Teilung 0,4 mm, Länge 140 mm Needle holder acc. to Hegar-Baumgartner T.C., pitch of serration 0.4 mm, length 140 mm	1	
UL2536-18	Präparierschere nach Metzenbaum gebogen, stumpf-stumpf, HM, Länge 180 mm Dissecting scissors acc. to Metzenbaum curved, blunt-blunt, T.C., length 180 mm	1	
UL2556-16	Präparierschere nach Lexer gebogen, stumpf-stumpf, HM, Länge 160 mm Dissecting scissors acc. to Lexer curved, blunt-blunt, T.C., length 160 mm	1	
UL2241-14	Chirurgische Schere Standard, gebogen, stumpf-stumpf, HM, Länge 145 mm Surgical scissors standard, curved, blunt-blunt, T.C., length 145 mm	1	
UL4015-12	Mikro-Mosquito Arterienklemme gerade, Länge 120 mm Haemostatic forceps acc. to Micro-Mosquito straight, length 120 mm	2	
UL4926-13	Tuchklemme nach Tohoku für Papiertücher, Länge 130 mm Towel clamp acc. to Tohoku for paper cloths, length 130 mm	2	

PLA

Posterior Lumbar Approach

Artikelnummer Product number	Beschreibung Description	Menge Qty	
UT4640-05-160	Rongeur nach Caspar Rongeur acc. to Caspar gerade, Maulbreite 5 mm, Länge 160 mm straight, jaw width 5 mm, length 160 mm	1	
UT4640-04-160	gerade, Maulbreite 4 mm, Länge 160 mm straight, jaw width 4 mm, length 160 mm	1	
UT4640-03-160	gerade, Maulbreite 3 mm, Länge 160 mm straight, jaw width 3 mm, length 160 mm	1	
UT4640-02-160	gerade, Maulbreite 2 mm, Länge 160 mm straight, jaw width 2 mm, length 160 mm	1	
UT4640-02-185	gerade, Maulbreite 2 mm, Länge 185 mm straight, jaw width 2 mm, length 185 mm	1	
UT4641-04-160	Rongeur nach Caspar Rongeur acc. to Caspar nach oben gebogen, Maulbreite 4 mm, Länge 160 mm cutting upwards, jaw width 4 mm, length 160 mm	1	
UT4641-03-160	nach oben gebogen, Maulbreite 3 mm, Länge 160 mm cutting upwards, jaw width 3 mm, length 160 mm	1	
UT4641-02-140	nach oben gebogen, Maulbreite 2 mm, Länge 140 mm cutting upwards, jaw width 2 mm, length 140 mm	1	
UT4844-05-230CC	Knochenstanze nach Kerrison Punch acc. to Kerrison aufklappbar, Dünnpfuß, 130°, 5 mm, mit Auswerfer, Schneide oben, CC-beschichtet, 230 mm semi-detachable, thin footplate, 130°, 5 mm, with ejector pin, upwards, CC-coated, length 230 mm	1	
UT4844-04-230CC	aufklappbar, Dünnpfuß, 130°, 4 mm, mit Auswerfer, Schneide oben, CC-beschichtet, 230 mm semi-detachable, thin footplate, 130°, 4 mm, with ejector pin, upwards, CC-coated, length 230 mm	1	
UT4844-03-230CC	aufklappbar, Dünnpfuß, 130°, 3 mm, mit Auswerfer, Schneide oben, CC-beschichtet, 230 mm semi-detachable, thin footplate, 130°, 3 mm, with ejector pin, upwards, CC-coated, length 230 mm	1	
UT4844-02-230CC	aufklappbar, Dünnpfuß, 130°, 2 mm, ohne Auswerfer, Schneide oben, CC-beschichtet, 230 mm semi-detachable, thin footplate, 130°, 2 mm, without ejector pin, upwards, CC-coated, length 230 mm	1	
UL6510-80-16	Wundhaken nach Kocher-Langenbeck 16 x 80 mm, Länge 215 mm Wound retractor acc. to Kocher-Langenbeck 16 x 80 mm, length 215 mm	1	










5.

PLA

Posterior Lumbar Approach










5.

Artikelnummer Product number	Beschreibung Description	Menge Qty	
UL6490-10-02	Wundhaken nach Hösel 20 x 100 mm, Länge 250 mm Wound retractor acc. to Hösel 20 x 100 mm, length 250 mm	1	
UL6059-26	Nervwurzelhaken nach Scoville, Länge 260 mm Nerve root retractor acc. to Scoville length 260 mm	1	
UL6052-05	Nervwurzelhaken nach Love mittel, Breite 5 mm, Länge 180 mm Nerve hook acc. to Love medium, width 5 mm, length 180 mm	1	
UT2471-19	Rippenraspatorium gerade, meißelförmig, Breite 6 mm, Länge 190 mm Rib raspatory straight, chisel-type tip, width 6 mm, length 190 mm	1	
UT2133-19	Elevatorium nach Hoen Breite 15 mm, Länge 190 mm Elevatory acc. to Hoen width 15 mm, length 190 mm	1	
UT2461-30	Raspatorium nach Cobb Raspatory acc. to Cobb Breite 12 mm, Länge 300 mm width 12 mm, length 300 mm	1	
UT2462-30	Raspatorium nach Cobb Raspatory acc. to Cobb Breite 20 mm, Länge 300 mm width 20 mm, length 300 mm	1	
UL7051-13	Wundspreizer nach Weitlaner Self-retaining retractor acc. to Weitlaner 3 x 4 Zinken, stumpf, Länge 130 mm 3 x 4 prongs, blunt, length 130 mm	1	
UL7051-16	Wundspreizer nach Weitlaner Self-retaining retractor acc. to Weitlaner 3 x 4 Zinken, stumpf, Länge 160 mm 3 x 4 prongs, blunt, length 160 mm	1	
UL7194-50-10L	Muskelspreizer mod. nach Schul links, 50 x 10 mm Muscle spreader acc. to Schul left, 50 x 10 mm	1	
UL7194-70-10R	Muskelspreizer mod. nach Schul rechts, 70 x 10 mm Muscle spreader acc. to Schul right, 70 x 10 mm	1	

PLA

Posterior Lumbar Approach

Artikelnummer Product number	Beschreibung Description	Menge Qty	
UT4431-24	Hohlmeißelzange nach Roettgen-Ruskin Maulbreite 6 mm, Länge 240 mm Bone rongeur acc. to Roettgen-Ruskin jaw width 6 mm, length 240 mm	1	
UT2015-29	Dissektor nach Penfield doppelendig, Länge 290 mm Dissector acc. to Penfield two working tips, length 290 mm	1	
UL1010-13	Skalpellgriff Scalpel handle Nr. 3, Länge 125 mm No. 3, length 125 mm	2	
UL1010-21	Nr. 3L, Länge 210 mm No. 3L, length 210 mm	1	
UL8210-205	Sauger Suction device konisch mit Tropfenfänger, 6FR. 205 mm with drop compartment, 6FR. 205 mm	1	
UL8211-205	konisch mit Tropfenfänger, 9FR. 205 mm with drop compartment, 9FR. 205 mm	1	
UL8212-205	konisch mit Tropfenfänger, 12FR. 205 mm with drop compartment, 12FR. 205 mm	1	
UL3092-19	Pinzette nach Cushing, bajonettförmig, Länge 185 mm Forceps acc. to Cushing bayonet, length 185 mm	1	
UL3280-18	Chirurgische Pinzette mittelbreit, 1 x 2 Zähne, Länge 180 mm Tissue forceps medium, 1 x 2 teeth, length 180 mm	2	
UL3260-18	Chirurgische Pinzette nach Waugh 1 x 2 Zähne, gerieft, Länge 180 mm Tissue forceps acc. to Waugh 1 x 2 teeth, serrated, length 180 mm	2	

5.



PLA







Posterior Lumbar Approach

5.

Artikelnummer Product number	Beschreibung Description	Menge Qty	
UH3724-19C	Bipolare Pinzette Bipolar forceps bajonett, gerade, Anti-Haft, Länge 195 mm, 1,0 mm, mit Stopp-Führungsstift bayonet, straight, non-stick, length 195 mm, jaw 1.0 mm, with guide and stop pin	1	
UH3726-19C	bajonett, gerade, Anti-Haft, Länge 195 mm, 2,0 mm, mit Stopp-Führungsstift bayonet, straight, non-stick, length 195 mm, jaw 2.0 mm, with guide and stop pin	1	
UH3960-57	Anschlusskabel für bipolare Pinzetten rund, Erbe ICC/ACC, Länge 3 m Connection cable for bipolar forceps round, Erbe ICC/ACC, length 3 m	1	
UE3020-18	Feindissektor nach Kieny Breite 1,7 mm, Länge 180 mm Delicate dissector acc. to Kieny width 1.7 mm, length 180 mm	1	
UT2014-21	Dissektor nach Penfield Länge 205 mm Dissector acc. to Penfield length 205 mm	1	
UL6050-24	Nerv- und Gefäßhäkchen nach Muelly Länge 240 mm Nerve and vessel hook acc. to Muelly length 240 mm	1	
UL6057-08	Nervhaken Nerve hook 8 mm, 90°, Länge 190 mm, gerade 8 mm, 90°, length 190 mm, straight	1	
UL6057-05	5 mm, 90°, Länge 190 mm, gerade 5 mm, 90°, length 190 mm, straight	1	
UL6057-02	2 mm, 90°, Länge 190 mm, gerade 2 mm, 90°, length 190 mm, straight	1	

PLA

Posterior Lumbar Approach

Artikelnummer Product number	Beschreibung Description	Menge Qty	
UL8530-14	Myrtenblattsonde Länge 145 mm Myrtle leaf probe length 145 mm	1	
UC2300-20SL	Federschere nach Yasargil bajonett, 200 mm, gedrehter Schluss, Schneide 14 mm glatt, spitz, gerade Micro Scissors acc. to Yasargil bayonet, 200 mm, streamlined, blade smooth 14 mm, sharp, straight	1	
UT4634-02-160	Mikro-Cushing Rongeur Titan-Aluminium-Beschichtung, Maulbreite 2 mm, Länge 160 mm Micro Rongeur acc. to Cushing Titan-Aluminium-coating, jaw width 2 mm, length 160 mm	1	
UL8820-09	Laborschale Lab tray Volumen 0,16 l volume 0.16 l	1	
UL8820-11	Volumen 0,4 l volume 0.4 l	2	
UA4102-04	1/1 Standard Container silber Deckel blau, 580 x 280 x 160 mm 1/1 Standard Container silver Blue lid, 580 x 280 x 160 mm	2	
UA1000-74	Siebschale mit Klappgriffen 510 x 240 x 50 mm Basket tray with handles 510 x 240 x 50 mm	2	

5.



GEISTER Medizintechnik GmbH

Föhrenstrasse 2 | D-78532 Tuttlingen | Germany
☎ +49 7461/966240 | 📠 +49 7461/9662422
www.gbluelabel.de | info@gbluelabel.de