


# Klappbare Knochenstanzen

## Semi-detachable Punches



**+** Sichtbare Sauberkeit  
Visible cleanliness

# Klappbare Knochenstanzen

## Semi-detachable Punches



Einfacher und sicherer Aufbereitungsprozess – kein Verlust von Einzelteilen.  
Simple and safe processing with no risk of losing individual components.

Schnelles und einfaches Aufklappen.  
Quick and easy opening.

Sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten durch Leichtgängigkeit des Laufs.  
Fatigue-free operation through smooth movement and light weight.

### Einfache Handhabung. Sichtbare Sauberkeit

Die Knochenstanze zeichnet sich durch ihren modernen Klappmechanismus aus. Im regulären Anwendungsprozess ist die Stanze mit nur einem Klick für die Reinigung vorbereitet. Das macht die Handhabung zur Leichtigkeit. Die volle Funktionsfähigkeit des Instruments bleibt langfristig erhalten.

### Easy to use. Visible cleanliness.

The bone punch is characterized by the modern folding mechanism. The punch is normally ready for cleaning with just a single click, which makes the instrument easy to handle and fully functional for long-term use.



+ Großes Sortiment an Längen und Maulbreiten  
 + Einfaches Entfernen von ausgestanztem Material  
 + Sofort einsatzbereit nach der Aufbereitung

+ Large selection of lengths and jaw widths  
 + Easy to remove punched material  
 + Ready for use immediately after preparation


In zwei Ausführungen erhältlich: Als mattierte Version oder mit mattschwarzer Beschichtung zum Schutz vor störenden Lichtreflexen.

Two versions available: a matte model or one with a black anti-glare coating that prevents distracting reflections.

Gehärtete Oberfläche für eine garantiert längere Standzeit.  
 Annealed surface guarantees longer instrument life.

Auswerfer zur leichten Entfernung von ausgestanztem Knochenmaterial.

Ejection mechanism for easy removal of punched bone graft material.



Die Stanzenlagerung – mit einem Griff alles im Griff.


The punch rack – with one handle, everything's in hand.

GEISTER®


**Knochenstanze n. KERRISON**  
Punch acc. to KERRISON



**Knochenstanze n. KERRISON, schwarze Beschichtung**  
Punch acc. to KERRISON, black coating



**Knochenstanze n. KERRISON**  
Punch acc. to KERRISON



**Knochenstanze n. KERRISON, schwarze Beschichtung**  
Punch acc. to KERRISON, black coating



Auswerfer ejector pin	Maulbreite jaw width	Schaftlänge length of shaft	Schwarze Beschichtung black coating	Artikel-Nr. Product no.
	1	180		UT4840-01-180
	1	200	•	UT4840-01-200CC
	1	230		UT4840-01-230
•	2	180		UT4840-02-180
•	2	180	•	UT4840-02-180CC
•	2	200		UT4840-02-200
•	2	200	•	UT4840-02-200CC
•	2	230		UT4840-02-230
•	3	180		UT4840-03-180
•	3	180	•	UT4840-03-180CC
•	3	200	•	UT4840-03-200CC
•	3	230		UT4840-03-230
•	3	250	•	UT4840-03-250CC
•	3	280	•	UT4840-03-280CC
•	4	180		UT4840-04-180
•	4	180	•	UT4840-04-180CC
•	4	230		UT4840-04-230
•	4	280	•	UT4840-04-280
•	4	280	•	UT4840-04-280CC
•	5	180		UT4840-05-180
•	5	180	•	UT4840-05-180CC
•	5	230		UT4840-05-230
•	5	280	•	UT4840-05-280CC
•	5	300	•	UT4840-05-300
•	6	180		UT4840-06-180
•	6	180	•	UT4840-06-180CC
•	6	230		UT4840-06-230

Aufklappbar, Schneide oben, Winkel 90°  
Semi-detachable, upwards cutting, angle 90°

Auswerfer ejector pin	Maulbreite jaw width	Schaftlänge length of shaft	Schwarze Beschichtung black coating	Artikel-Nr. Product no.
	1	180		UT4841-01-180
	1	200		UT4841-01-200
	1	230		UT4841-01-230
	2	180		UT4841-02-180
	2	180	•	UT4841-02-180CC
	2	200		UT4841-02-200
	2	200	•	UT4841-02-200CC
	2	230		UT4841-02-230
	2	230	•	UT4841-02-230CC
•	3	180		UT4841-03-180
•	3	180	•	UT4841-03-180CC
•	3	200		UT4841-03-200
•	3	200	•	UT4841-03-200CC
•	3	230		UT4841-03-230
•	3	230	•	UT4841-03-230CC
•	4	180		UT4841-04-180
•	4	180	•	UT4841-04-180CC
•	4	200		UT4841-04-200
•	4	200	•	UT4841-04-200CC
•	4	230		UT4841-04-230
•	4	230	•	UT4841-04-230CC
•	5	180		UT4841-05-180
•	5	180	•	UT4841-05-180CC
•	5	200		UT4841-05-200
•	5	200	•	UT4841-05-200CC
•	5	230		UT4841-05-230
•	5	230	•	UT4841-05-230CC
•	6	180		UT4841-06-180
•	6	180	•	UT4841-06-180CC
•	6	200		UT4841-06-200
•	6	230		UT4841-06-230

Aufklappbar, Schneide oben, Winkel 130°  
Semi-detachable, upwards cutting, angle 130°

Auswerfer ejector pin	Maulbreite jaw width	Schafthänge length of shaft	Schwarze Beschichtung black coating	Artikel-Nr. Product no.
1	180			UT4844-01-180
1	180	•		UT4844-01-180CC
1	200			UT4844-01-200
1	200	•		UT4844-01-200CC
1	230			UT4844-01-230
1	230	•		UT4844-01-230CC
1	250			UT4844-01-250
1	250	•		UT4844-01-250CC
1	280			UT4844-01-280
1	280	•		UT4844-01-280CC
2	180			UT4844-02-180
2	180	•		UT4844-02-180CC
2	200			UT4844-02-200
2	200	•		UT4844-02-200CC
2	230			UT4844-02-230
2	230	•		UT4844-02-230CC
2	250			UT4844-02-250
2	250	•		UT4844-02-250CC
2	280			UT4844-02-280
2	280	•		UT4844-02-280 CC
•	3	180		UT4844-03-180
•	3	180	•	UT4844-03-180CC
•	3	200		UT4844-03-200
•	3	200	•	UT4844-03-200CC
•	3	230		UT4844-03-230
•	3	230	•	UT4844-03-230CC
•	3	250		UT4844-03-250
•	3	250	•	UT4844-03-250CC
•	3	280		UT4844-03-280
•	3	280	•	UT4844-03-280CC
•	4	180		UT4844-04-180
•	4	180	•	UT4844-04-180CC
•	4	200		UT4844-04-200
•	4	200	•	UT4844-04-200CC
•	4	230		UT4844-04-230
•	4	230	•	UT4844-04-230CC
•	4	250		UT4844-04-250
•	4	250	•	UT4844-04-250CC
•	4	280		UT4844-04-280
•	4	280	•	UT4844-04-280CC
•	5	180		UT4844-05-180
•	5	180	•	UT4844-05-180CC
•	5	200		UT4844-05-200
•	5	200	•	UT4844-05-200CC
•	5	230		UT4844-05-230
•	5	230	•	UT4844-05-230CC
•	5	250		UT4844-05-250
•	5	250	•	UT4844-05-250CC
•	5	280		UT4844-05-280
•	5	280	•	UT4844-05-280CC
•	6	180		UT4844-06-180
•	6	180	•	UT4844-06-180CC
•	6	200		UT4844-06-200
•	6	200	•	UT4844-06-200CC
•	6	230		UT4844-06-230
•	6	230	•	UT4844-06-230CC
•	6	250		UT4844-06-250
•	6	250	•	UT4844-06-250CC

Dünnfuß, aufklappbar, Schneide oben, Winkel 130°  
Thin footplate, semi-detachable, upwards cutting, angle 130°

Artikel-Nr.  
Product no.  
UA3010

Für max. 8 Stanzen/Rongeurs  
For max. 8 Punches/Rongeurs

**Knochenstanze n. KERRISON**  
Punch acc. to KERRISON



**Knochenstanze n. KERRISON, schwarze Beschichtung**  
Punch acc. to KERRISON, black coating



**Stanzenlagerung**  
Punch rack





**GEISTER Medizintechnik GmbH**

Föhrenstrasse 2 | D-78532 Tuttlingen | Germany

☎ +49 7461/966240 | 📠 +49 7461/9662422

[www.gbluelabel.de](http://www.gbluelabel.de) | [info@gbluelabel.de](mailto:info@gbluelabel.de)